

COMPONENTES DO KIT CRIOVIDA BEBÉ

O kit CRIOVIDA Bebé para recolha do sangue do cordão umbilical contém um conjunto de dispositivos médicos com marcação CE e toda a documentação necessária para a recolha e envio das amostras para o laboratório CRIOVIDA, em Portugal Continental.

Figura 1 - Componentes Kit Criovida



Legenda

Qt.

| | |
|---|---|
| 1. Caixa especializada para o transporte de produtos biológicos de acordo com a Norma UN 3373 - "Biological Substance - Categoria B" | 1 |
| 2. Saco de 150 ml com anticoagulante CPD para recolha do sangue do cordão umbilical | 1 |
| 3. Toalhetes desinfectantes | 2 |
| 4. Acumuladores de frio para controlo térmico | 3 |
| 5. Clamps para o cordão umbilical | 2 |
| 6. Tubo EDTA estéril para recolha de sangue periférico materno no dia do parto | 1 |
| 7. Agulha de 21G e Holder para colheita de sangue periférico materno em vácuo | 1 |
| 8. Frasco para recolha do fragmento de cordão umbilical | 1 |
| 9. Saco de plástico de fecho hermético | 1 |
| 10. Saco "95 KPa Specimen Transport Bag" para acomodação do saco do sangue do cordão umbilical do sangue materno e do fragmento de cordão umbilical, de acordo com a Norma UN 3373 - "Biological Substance - Categoria B" | 1 |
| 11. Panos absorventes | 2 |
| 12. Datalogger para registo da temperatura de transporte | 1 |
| 13. Selo de segurança para fecho da caixa protectora exterior após a recolha | 1 |
| 14. Etiquetas de código de barras do Laboratório CRIOVIDA para identificação das amostras | 6 |

DOCUMENTAÇÃO DO KIT CRIOVIDA BEBÉ

Documentação para os Pais:

1. Instruções gerais para os pais
2. Componentes do KIT CRIOVIDA Bebé
3. Formulário de dados pessoais
4. Contrato de armazenamento do sangue do cordão umbilical (em duplicado)
5. Autorização por Débito Directo para pagamento do Processamento do SCU
6. Envelope RSF para envio da Autorização por Débito Directo

Documentação para os Profissionais de Saúde:

1. Componentes do KIT CRIOVIDA Bebé
2. Manual de Procedimentos para recolha de SCU
3. Questionário Clínico a ser preenchido pela equipa médica
4. Envelope dirigido ao Director Clínico do Laboratório Criovida para envio do Questionário Clínico

Nota:

Em caso de perda de qualquer documento poderá obtê-lo através do nosso site www.criovida.pt: Menu Criovida - Documentação ou através da nossa linha de apoio nº **808 106 106**.