

COMPONENTES DO KIT CRIOVIDA BEBÉ GÉMEOS

O kit CRIOVIDA Bebé Gémeos para recolha do sangue do cordão umbilical contém um conjunto de dispositivos médicos com marcação CE e toda a documentação necessária para a recolha e envio das amostras para o laboratório CRIOVIDA, em Portugal Continental.

Figura 1 - Componentes Kit Criovida



ATENÇÃO: Existe dentro do kit Criovida Bebê Gémeos 2 etiquetas de cor diferente para, correctamente, identificar as amostras de cada bebé (1º e 2º Nado)

Legenda

	Qt.
1. Caixa especializada para o transporte de produtos biológicos de acordo com a Norma UN 3373 - "Biological Substance - Categoria B"	1
2. Saco de 150 ml com anticoagulante CPD para recolha do sangue do cordão umbilical	1+1
3. Toalhetes desinfectantes	2
4. Acumuladores de frio para controlo térmico	3
5. Clamps para o cordão umbilical	2+2
6. Tubo EDTA estéril para recolha de sangue periférico materno no dia do parto	1
7. Agulha de 21G e Holder para colheita de sangue periférico materno em vácuo	1
8. Frasco para recolha do fragmento de cordão umbilical	1+1
9. Saco de plástico de fecho hermético	1
10. Saco "95 KPa Specimen Transport Bag" para acomodação do saco do sangue do cordão umbilical do sangue materno e do fragmento de cordão umbilical, de acordo com a Norma UN 3373 - "Biological Substance - Categoria B"	1+1
11. Panos absorventes	2
12. Datalogger para registo da temperatura de transporte	1
13. Selo de segurança para fecho da caixa protectora exterior após a recolha	1
14. Etiquetas de código de barras, de cor diferente (rosa e branca) , do Laboratório CRIOVIDA para identificação das amostras	2 + 2

DOCUMENTAÇÃO DO KIT CRIOVIDA BEBÉ GÉMEOS

Documentação para os Pais:

1. Instruções gerais para os pais
2. Componentes do KIT CRIOVIDA Bebé Gémeos
3. Formulário de dados pessoais (em duplicado para o 1º e 2º nado)
4. Contrato de armazenamento do sangue do cordão umbilical (em duplicado para o 1º e 2º nado)

Documentação para os Profissionais de Saúde:

1. Componentes do KIT CRIOVIDA Bebé Gémeos
2. Manual de Procedimentos para recolha de SCU para Parto Múltiplo
3. Questionário Clínico a ser preenchido pela equipa médica
4. Envelope dirigido ao Director Clínico do Laboratório Criovida para envio do Questionário Clínico

Nota:

Em caso de perda de qualquer documento poderá obtê-lo através do nosso site www.criovida.pt: Menu Criovida-Documentação ou da nossa linha de apoio nº **808 106 106**.